

InnoSense

Instruction Manual

InnoWhite[®]

Professional Dental Whitening System

EN

InnoWhite InnoSense reduces and prevents tooth sensitivity. Its effectiveness is clinically proven.

DESCRIPTION

InnoSense is a water-based gel with active ingredients against tooth sensitivity; hydroxyapatite and potassium nitrate. The mint aroma adds a pleasant taste. InnoSense remineralises the teeth, which makes the teeth stronger, significantly reduces sensitivity and the whiteness of the tooth is enhanced.

PACKAGING

Syringe, 3ml / 3.5 grams.

COMPOSITION

Key-ingredients: Hydroxyapatite 2%, Potassium nitrate 0.1%

INDICATIONS FOR USE

- Prevention and reduction of tooth sensitivity.
- After teeth whitening in dental practice and / or at home.
- After professional cleansing of the teeth.

CONTRA-INDICATIONS

Do not use if allergic to mint or one of the other ingredients.

HANDLING PROCEDURE

Clean teeth beforehand by brushing and flossing.

APPLICATION

WITHOUT TRAY:

Wash hands thoroughly with water and soap. Dispense a small amount of InnoWhite InnoSense on a clean finger and apply it on the upper and lower teeth. Leave the gel on for 10 minutes. Spit out any excess gel but do not rinse afterwards.

WITH TRAY:

Dispense a small amount of InnoWhite InnoSense across the entire tray. Place the tray in the mouth and move the tray a little from left to right to spread the gel on the teeth. Gently bite down on the tray and leave the tray with the gel in place for 10 minutes. Remove the tray and spit out any excess gel but do not rinse afterwards. Rinse tray with cold water.

- Always close the tube with the cap immediately after use.
- For best results: do not drink or eat for at least 30 minutes after application.
- Use InnoSense once a day or when needed. Please follow the instructions of your dental professional.

WARNINGS & FIRST AID INSTRUCTIONS

In case of contact with the eyes, flush thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Do not use the product after expiry date.

STORAGE ADVICE

Store in a cool and dry place (frost-free) and protected from direct sunlight.

ES

InnoWhite InnoSense reduce y previene la sensibilidad dental. Su eficacia está probada clínicamente.

DESCRIPCIÓN

InnoSense es un gel a base de agua con ingredientes activos contra la sensibilidad dental; hidroxiapatita y nitrato de potasio. El aroma a menta da un sabor agradable. InnoSense remineraliza los dientes, haciéndolos más fuertes, reduce significativamente la sensibilidad e intensifica la blancura de los dientes.

PRESENTACIÓN

Tubo de 3ml / 3.5 gramos

COMPOSICIÓN

Ingredientes principales: Hidroxiapatita 2 %, nitrato de potasio 0,1 %.

INDICACIONES DE USO

- Prevención y reducción de la sensibilidad dental.
- Después del blanqueamiento de los dientes en la clínica dental y/o en el hogar.
- Después de una limpieza profesional de los dientes.

CONTRAINDICACIONES

No lo utilice si es alérgico a la menta o a uno de los demás componentes.

PROCEDIMIENTO DE USO

Limpie los dientes de antemano cepillándolos y usando hilo dental.

APLICACIÓN

SIN CUBETA:

Lávese las manos a fondo con agua y jabón. Aplique una pequeña cantidad de InnoWhite InnoSense en un dedo limpio y distribúyalo sobre los dientes superiores e inferiores. Deje que el gel actúe durante 10 minutos. Escupa todo el gel excesivo, pero no enjuague la boca con agua.

CON CUBETA:

Aplique una pequeña cantidad de Cavex ExSense sobre toda la cubeta. Coloque la cubeta en la boca y muévela un poco de la izquierda hacia la derecha para extender el gel sobre los dientes. Muerda suavemente en la cubeta y deje que el gel actúe en la boca durante 10 minutos. Retire la cubeta y escupa todo el gel excesivo, pero no enjuague la boca con agua. Enjuague la cubeta con agua fría.

- Inmediatamente después del uso, enrosque el tapón en el tubo.
- Para el mejor resultado: no coma ni beba al menos 30 minutos después del tratamiento.
- Utilice InnoSense una vez al día o cuando sea necesario siga las instrucciones de su odontólogo.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdate a un médico. No utilice el producto una vez transcurrida la fecha de caducidad.

CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco (libre de heladas) y protegido de la luz directa del sol.



InnoWhite InnoSense 牙齿抗敏剂能够减轻和防止牙齿的敏感。其疗效已获得临床验证。

工作原理

InnoWhite InnoSense 牙齿抗敏剂 是一种水质凝胶，带有令人愉悦的薄荷香味。它含有羟基磷灰石和硝酸钾，这两种活性成分能够攻击牙齿的敏感。本抗敏剂通过使牙齿再矿化而使牙齿更坚固，并大幅降低牙齿的敏感性，巩固牙齿的白色。

包装

管装3毫升 / 3.5克

构成

主要成分：羟基磷灰石2%，硝酸钾0.1%

适用

- 防止和减少牙齿的敏感（度）
- 在牙医诊所和/或在家漂白牙齿之后
- 在专业的牙齿清洗之后

不适用

对薄荷过敏或对其它成分之一过敏者，不要使用本牙齿抗敏剂。

使用程序

事先清洗牙齿：刷牙并用牙线刮牙缝。

操作

没有牙套：

用水和香皂彻底洗手。把少量的牙齿抗敏剂放在一个干净的手指上，然后用手指把抗敏剂涂抹到所有上牙和下牙的表面。用10分钟时间让抗敏剂固定在牙齿上。然后将可能残留的抗敏剂吐出，但是之后不要漱口。

有牙套：

把少量的牙齿抗敏剂放在整个牙套上。把牙套放入口中，并轻轻地左右移动牙套，这是为了让抗敏剂很好地分布到牙齿表面。然后小心地咬住牙套，保持10分钟，让抗敏剂固定在牙齿上。取出牙套，将可能残留的抗敏剂吐出，但是不要用水漱口。用凉水冲洗牙套。

- 使用后总是立即关好抗敏剂的盖帽。
- 为达到最佳效果：操作后至少30分钟不吃不喝。
- 如有需要每天使用本抗敏剂，或遵照您的牙医指示。

警告与紧急救助

如本品与眼睛接触：用大量的水彻底冲洗，并寻求医疗救助。不要在超过保质期之后使用本品。

存储建议

存放于凉爽、干燥（无霜冻）处，避免阳光直射。



InnoWhite InnoSense는 치아과민증을 줄이고 예방한다. 그 효능은 과학적으로 검증되었다.

설명

InnoWhite InnoSense 는 치아과민증에 효과가 있는 주성분인 수산화인회석과질산칼륨을 함유한 수용성 겔이다. 박하 향으로 인해 상쾌한 맛이 느껴진다. InnoWhite InnoSense 는 치아를 재광화하여치아를 더 단단하게 하고 과민증을 상당히 저감시키는 물론, 치아의 미백효과도 증진시킨다.

포장

3ml 튜브 / 3.5 그램

성분

주성분: 수산화인회석 2%, 질산칼륨 0.1%

사용용도

- 치아과민증 예방 및 저감
- 치과나 가정에서 치아 미백 후
- 전문적 치아세정 후

금기사항

박하나 다른 함유성분에 알레르기 반응을 일으킬 경우 사용하지 않는다.

사전준비

사전에 양치질과 치실 사용해 치아를 세정한다.

제품사용법

트레이를 사용하지 않을 때:

물과 비누를 사용해 꼼꼼하게 손을 씻는다. 소량의 InnoSense 를 깨끗한손가락 위에 짜서 윗니와 아랫니에 묻힌다. 10분 동안 겔을 그 상태로 그대로 둔다. 입 안에 잔존하는 겔을 뱉어내되 그리고 나서 입을 헹구지는 않는다.

트레이를 사용할 때:

소량의 InnoSense 를 전체 트레이에 걸쳐 묻힌다. 트레이를 입 안에 넣은 후 겔이 치아에 분포되도록 트레이를 살짝 좌우로 움직인다. 트레이를 살짝 깨우고 10 분 동안 겔이 묻은 트레이를 그 상태로 그대로 둔다. 트레이를 제거한 후 입 안에 잔존하는 겔을 뱉어내되 그리고 나서 입을 헹구지는 않는다. 트레이를 찬 물로씻는다.

- 항상 사용 후에는 즉시 튜브 뚜껑을 닫는다.

- 최고 효능을 위한 방법: 겔 사용 후 최소 30분 동안은 식음을 삼가한다.

- 적어도 10일 동안은 InnoSense 를 하루 1회씩 사용하거나 치과와의 지시사항을 따른다.

주의사항 & 응급처치법

겔이 눈에 묻은 경우, 충분한 물로 깨끗이 씻어내고 의료진의 도움을 요청한다. 유통기간이 경과한 제품은 사용하지 않는다.

보관법

직사광선이 들지 않는 서늘하고 건조한 (결빙이 발생하지 않는) 곳에 보관한다.

InnoWhite®
Professional Dental Whitening System



Made in Europe



Distributed by

ESSENTIAL INNOVATION PTE LTD

55 Ubi Ave 1 #02-10 Ubi 55

Singapore 408935.

Tel: +65-67426832

Email: info@inno-white.com

www.inno-white.com